

## FinTerveys 2017 Laboratoriolomake

## Verenottoputket

		Huomautuskoodit:								
Ottoputki:	Näytelaji:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A1c	Kokoveri, pakastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
DNA 1	Kokoveri, pakastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
DNA 2	Kokoveri, pakastus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
SEER1	Seerumi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEER2	Seerumi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEER3	Seerumi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEERpool	Seerumi, poolattu	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FLS	FLS-plasma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EDTA	EDTA-plasma	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 1 Kokoveriputki vajaa
- 2 Kokoveriputki huoneenlämmössä yli tunnin, pakastettu \_\_\_\_\_ min seisotuksen jälkeen
- 3 Näyte tuhoutui ennen pakastusta
- 4 Näytettä ei sentrifugoitu ohjeen mukaisesti, sentrifugoitu \_\_\_\_\_ min seisotuksen jälkeen
- 5 Seerumi tai plasma huoneenlämmössä yli tunnin, seisotusaika fugauksen jälkeen \_\_\_\_\_ min
- 6 Näyte hemolysoitunut (punainen)
- 7 Näyte lipeeminen (samea tai maitomainen)
- 8 Näyte ikteerinen (vihertävän keltainen)
- 9 Muuta, mitä \_\_\_\_\_

## Jakoputket

		Huomautuskoodit:						
Jakoputki:	Näytemäärä (ml)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
GLUK	kaikki, noin 1ml	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
S11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
S12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
S13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
S14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
S15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
P31		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
P32		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
U41		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U42		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U51		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U52		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merkitse **pipetoitu näytetilavuus** tyhjiin Näytemäärä(ml) –sarakeisiin ja rastita mahdolliset näytteeseen liittyvät huomiot.

- 1 Näyte tuhoutui ennen pakastusta
- 2 Seerumi tai plasma huoneenlämmössä yli tunnin, seisotusaika fugauksen jälkeen \_\_\_\_\_ min
- 3 Näyte hemolysoitunut (punainen)
- 4 Näyte lipeeminen (samea tai maitomainen)
- 5 Näyte ikteerinen (vihertävän keltainen)
- 6 Verinen virtsanäyte
- 7 Muuta, mitä \_\_\_\_\_

Näytteenkäsittelijän nimikirjaimet: \_\_\_\_\_