

**Lähettäjä**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Näytteenottoaika: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Vastausosoite: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Tutkittava**

Etunimi: \_\_\_\_\_  
 Sukunimi: \_\_\_\_\_  
 Henkilötunnus: \_\_\_\_\_  Mies  
 \_\_\_\_\_  Nainen  
 Lähettäjän näytteen numero: \_\_\_\_\_  
 Näytteen numero: \_\_\_\_\_ (THL täyttää)  
 Näyte saapunut THL:ään: \_\_\_\_\_ (THL täyttää)  
 Henkilötietotarralle paikka kääntöpuolella: \_\_\_\_\_

Lääkärin/hoitajan nimi: \_\_\_\_\_ Puhelinnumero: \_\_\_\_\_  
 Diagnoosi \_\_\_\_\_ Matkustusanamneesi  
 \_\_\_\_\_ viikko ennen sairastumista: \_\_\_\_\_  
 Sairastumispaikkakunta \_\_\_\_\_ Lääkärissäkäyntipvm \_\_\_\_\_ Ensimmäisten oireiden alkupvm \_\_\_\_\_

**Tutkittavan taustatiedot**

- Raskaana Raskausviikot \_\_\_\_\_  
 Terveydenhuollon työntekijä

**Pitkäaikaissairauksia:**

- sydänsairaus  krooninen keuhkosairaus/astma  krooninen aineenvaihduntasairaus/diabetes  
 krooninen maksan vajaatoiminta  krooninen munuaisten vajaatoiminta  
 krooninen neurologinen sairaus  vastustuskykyä heikentävä tauti/hoito  
 huomattava ylipaino (paino \_\_\_\_\_ pituus \_\_\_\_\_) tai BMI  $\geq$  30  
 Tutkittava on siirretty sairaalahoitoon (avohoitopiste täyttää)  
 Tutkittava on tehohoidossa (tehohoitoyksikkö täyttää)

- ventilaattori  ARDS  kuolema

**Rokotustiedot:**

kausi-influenssarokote  ei  kyllä \_\_\_\_\_ vuosi \_\_\_\_\_ kuukausi

**Viruslääkitys:**

ei  kyllä mitä \_\_\_\_\_ milloin \_\_\_\_\_

**Lisätietoja:****Näytteet:**

- nenä- ja nielutikkunäyte (NNT) pvm \_\_\_\_\_  
 muu, mikä \_\_\_\_\_ pvm \_\_\_\_\_

Hengitystieinfektioiden virologiseen seurantaan tulevat näytteet tutkitaan maksutta.

**Näytteenotto-ohjeet kääntöpuolella**

[www.thl.fi](http://www.thl.fi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Asiantuntijamikrobiologiayksikkö  
 Virologia/Influenssa  
 PL 30, 00271 Helsinki  
 puh/tel +358 29 524 6116  
[influenssa@thl.fi](mailto:influenssa@thl.fi)

paikka henkilötietotarralle

Näytteenottovälineitä ja lähetteitä tilataan sähköpostitse [influenssa@thl.fi](mailto:influenssa@thl.fi).

- Näytteenottovälineet:
- nylonnukkainen näytteenottotikku
  - kuljetusnesteputki
  - putkeen merkitään tutkittavan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivä

- Näytteenotto:
- yhdellä tikulla nenänielusta
  - katkaise tikku kuljetusnesteputkeen
  - sulje putki huolellisesti
  - säilytä näyte jääkaapissa
  - lähetä näytteet laboratorioon mahdollisimman pian
  - tarvittaessa voidaan näyte ottaa sieraimesta – jos otat sieraimesta, ota samalla tikulla molemmista sieraimista

- Lähete:
- ”Hengitystieinfektioiden virologinen seuranta” lomake (käännä)
  - täytä huolellisesti kaikki kohdat

- Näytteiden lähetys:
- pakkaa jokainen näyte omaan Minigrip-pussiin imutyynyn kanssa
  - pussit pakataan styroks-säiliöön, jossa on kylmävaraajia
  - styroks-säiliö pakataan keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon
  - laatikossa on oltava UN3373 sekä BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B -tarrat (perustuu kansainvälisiin sääntöihin)
  - lähettäjä maksaa postimaksun
  - <https://www.posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/laboratorionaytteiden-lahettaminen-ohje.pdf>

Lähetysoite: THL  
Asiantuntijamikrobiologia  
Virologia/Influenssa  
PL 30  
00271 Helsinki

- Tulokset:
- tulokset vastataan kirjallisesti

Asiakaspalaute: Toimintaamme koskevat palautteet pyydämme lähettämään sähköpostitse [influenssa@thl.fi](mailto:influenssa@thl.fi)