



Lähettäjä:

Näytteenottoaika: _____

Vastausosoite: _____

Tutkittava:

Etunimi: _____

Sukunimi: _____

Henkilötunnus: _____ Mies
 Nainen

Lähettäjän näytteen numero: _____

Näytteen numero: _____ (THL täyttää)

Näyte saapunut THL:ään: _____ (THL täyttää)

Henkilötietotarralle paikka kääntöpuolella =>

Lääkäri/hoitajan nimi: _____ Puhelinnumero: _____

Diagnoosi _____	Matkustusanamneesi viikko ennen sairastumista: _____	
Sairastumis- paikkakunta _____	Lääkärisäkäynti- pvm _____	Ensimmäisten oireiden alkupvm _____

Tutkittavan taustatiedot:

Raskaana (raskausviikot) _____

Terveystieteiden työntekijä

Pitkäaikaissairauksia:

sydänsairaus krooninen keuhkosairaus/astma krooninen aineenvaihduntasairaus/diabetes

krooninen maksan vajaatoiminta krooninen munuaisten vajaatoiminta

krooninen neurologinen sairaus vastustuskykyä heikentävä tauti/hoido

huomattava ylipaino (paino _____ pituus _____) tai BMI>35

Tutkittava on siirretty sairaalahoitoon (avohoitopiste täyttää)

Tutkittava on tehohoidossa (tehohoitoyksikkö täyttää)

ventilaattori ARDS kuolema

Rokotustiedot:

kausi-influenssarokote ei kyllä, vuosi _____ kuukausi _____

Viruslääkitys: ei kyllä Mitä _____ Milloin _____

Lisätietoja:

Näytteet:

nenä- ja nielutikkunäyte (NNT) pvm _____

muu (mikä) _____ pvm _____

Hengitystieinfektioiden virologiseen seurantaan tulevat näytteet tutkitaan maksutta.



paikka henkilötietotarralle

Näytteenottovälineitä ja läheteitä tilataan sähköpostitse influenssa@thl.fi.

Näytteenottovälineet:

- nylonnukkainen näytteenottotikku (2 kpl)
- kuljetusnesteputki (säilytetään jääkaapissa tuotteessa olevaan viimeiseen käyttöpäivään asti)
- putkeen merkitään tutkittavan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivä

Näytteenotto:

- työnnä näytteenottotikku 3 - 5 cm sieraimen
- hankaa nenän limakalvoja kiertoilikkeellä
- toista samalla tikulla toisesta sieraimesta
- katkaise tikku kuljetusnesteputken (tikun katkaisukohta 30 mm)
- hankaa toisella tikulla nielua, nielunkaarta ja nielun takaseinää
- katkaise tikku samaan kuljetusnesteputken nenätikun kanssa
- sulje putki huolellisesti
- säilytä näyte jääkaapissa
- lähetä näytteet laboratorioon mahdollisimman pian

Lähete: "Hengitystieinfektioiden virologinen seuranta" lomake (käännä)
- täytä huolellisesti kaikki kohdat

Näytteiden lähetyks:

- pakkaa jokainen näyte omaan Minigrip-pussiin imutyynyn kanssa
- pussit pakataan styroks-säiliöön, jossa on kylmävaraajia
- styroks-säiliö pakataan keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon
- laatikossa on oltava UN3373- sekä BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B -tarrat (perustuu kansainvälisiin sääntöihin)
- lähettäjä maksaa postimaksun

HUOM: *Posti Oy kuljettaa laatikot maksikirjeenä, ILMAN pakettikorttia*
<http://posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/laboratorionaytteiden-lahettaminen-ohje.pdf>

Lähetysosoite: THL
Virusinfektiot-yksikkö
PL 30
00271 HELSINKI

Tulokset: - tulokset vastataan kirjallisesti

Asiakaspalaute: Toimintaamme koskevat palautteet pyydämme lähettämään sähköpostitse influenssa@thl.fi