



## Lähettäjä

Näytteenottoaika: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Vastausosoite: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Tutkittava

Etunimi: \_\_\_\_\_  
Sukunimi: \_\_\_\_\_  
Henkilötunnus: \_\_\_\_\_  Mies  
\_\_\_\_\_  Nainen  
Lähettäjän näytteen numero: \_\_\_\_\_  
Näytteen numero: \_\_\_\_\_ (THL täyttää)  
Näyte saapunut THL:ään: \_\_\_\_\_ (THL täyttää)  
Henkilötietotarralle paikka kääntöpuolella:

Lääkärin/hoitajan nimi: \_\_\_\_\_ Puhelinnumero: \_\_\_\_\_  
Diagnoosi \_\_\_\_\_ Matkustusanamneesi  
viikko ennen sairastumista: \_\_\_\_\_  
Sairastumispaikkakunta \_\_\_\_\_ Lääkärissäkäyntipvm \_\_\_\_\_ Ensimmäisten oireiden alkupvm \_\_\_\_\_

## Tutkittavan taustatiedot

- Raskaana Raskausviikot \_\_\_\_\_  
 Terveydenhuollon työntekijä

### Pitkäaikaissairauksia:

- sydänsairaus  krooninen keuhkosairaus/astma  krooninen aineenvaihduntasairaus/diabetes  
 krooninen maksan vajaatoiminta  krooninen munuaisten vajaatoiminta  
 krooninen neurologinen sairaus  vastustuskykyä heikentävä tauti/hoito  
 huomattava ylipaino (paino \_\_\_\_\_ pituus \_\_\_\_\_) tai BMI  $\geq 30$   
 Tutkittava on siirretty sairaalahoitoon (avohoitopiste täyttää)  
 Tutkittava on tehohoidossa (tehohoitoyksikkö täyttää)  
 ventilaattori  ARDS  kuolema

### Rokotustiedot:

kausi-influenssarokote  ei  kyllä \_\_\_\_\_ vuosi \_\_\_\_\_ kuukausi

### Viruslääkitys:

ei  kyllä mitä \_\_\_\_\_ milloin \_\_\_\_\_

### Lisätietoja:

### Näytteet:

- nenä- ja nielutikkunäyte (NNT) pvm \_\_\_\_\_  
 muu, mikä \_\_\_\_\_ pvm \_\_\_\_\_

Hengitystieinfektioiden virologiseen seurantaan tulevat näytteet tutkitaan maksutta.

Näytteenotto-ohjeet kääntöpuolella



paikka henkilötietotarralle

Näytteenottovälineitä ja lähetteitä tilataan sähköpostitse [influenssa@thl.fi](mailto:influenssa@thl.fi).

Näytteenottovälineet:

- nylonnukkainen näytteenottotikku (2 kpl)
- kuljetusnesteputki
- putkeen merkitään tutkittavan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivä

Näytteenotto:

- työnnä näytteenottotikku 3–5 cm sieraimen
- hankaa nenän limakalvoja kierto- ja kiertoliikkeellä
- toista samalla tikulla toisesta sieraimesta
- katkaise tikku kuljetusnesteputkeen
- hankaa toisella tikulla nielua, nielunkaarta ja nielun takaseinää
- katkaise tikku samaan kuljetusnesteputkeen nenätikun kanssa
- sulje putki huolellisesti
- säilytä näyte jääkaapissa
- lähetä näytteet laboratorioon mahdollisimman pian

Lähete:

- ”Hengitystieinfektioiden virologinen seuranta” lomake (käännä)
- täytä huolellisesti kaikki kohdat

Näytteiden lähetys:

- pakkaa jokainen näyte omaan Minigrip-pussiin imutyynyn kanssa
- pussit pakataan styroks-säiliöön, jossa on kylmävaraajia
- styroks-säiliö pakataan keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon
- laatikossa on oltava UN3373 sekä BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B -tarrat (perustuu kansainvälisiin sääntöihin)
- lähettäjä maksaa postimaksun
- <https://www.posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/laboratorionaytteiden-lahettaminen-ohje.pdf>

Lähetysosoite:

THL  
Virologian laboratorio  
PL 30  
00271 Helsinki

Tulokset:

- tulokset vastataan kirjallisesti

Asiakaspalaute: Toimintaamme koskevat palautteet pyydämme lähettämään sähköpostitse [influenssa@thl.fi](mailto:influenssa@thl.fi)

[www.thl.fi](http://www.thl.fi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Virologian laboratorio  
PL 30, 00271 Helsinki,  
puh/tel +358 29 524 6116  
[influenssa@thl.fi](mailto:influenssa@thl.fi)