

Lähettäjä

Näytteenottoaika
Vastausosoite (sähköposti)

Tutkittava

Etunimi	
Sukunimi	
Henkilötunnus	<input type="checkbox"/> Mies <input type="checkbox"/> Nainen
Lähettäjän näytteen numero	
Näytteen numero	(THL täyttää)
Näyte saapunut THL:ään	(THL täyttää)

Lääkäri/hoitaja

Nimi
Puhelinnumero

Työdiagnoosi, oirekuvaus
Halvausoireiden alkamispäivämäärä, lokalisaatio, mahdollinen kehitys
Muut neurologiset oireet

Poliorokotukset

Annosmäärä	Viimeinen antovuosi
Matkustusanamneesi viimeisen kahden kuukauden ajalta	

Näytteet

<input type="checkbox"/> 1. uloste	pvm	_____
<input type="checkbox"/> 2. uloste	pvm	_____
<input type="checkbox"/> likvori	pvm	_____
<input type="checkbox"/> nielunäyte	pvm	_____

Henkilötietotarra

Poliovirustutkimuksiin tarvittavat näytteet

Kaksi ulostenäytettä (n. 2 g) virusviljelyä varten.

- Näytteet otetaan kahtena peräkkäisenä päivänä kahden ensimmäisen viikon aikana halvausoireiden alusta. Virusta erittyy pitempäänkin, mutta tämän jälkeen viljelynegatiiviseksi jäävien näytteiden osuus kasvaa nopeasti.

Täydentävät näytteet: nielunäyte virusviljelyyn ja likvorinäyte virusviljelyyn.

- Nielu- ja likvorinäyte otetaan potilaasta tavanomaisesti.

Näytteet säilytetään n. +4 asteessa ja lähetetään mahdollisimman pian Virologian laboratorioon.

Lähete

- Polioviruslähetelomake.
- Täytä huolellisesti kaikki kohdat.
- Täytä jokaiselle näytteelle oma näytelähete.

Näytteiden lähetys

- Pakkaa jokainen näyte omaan Minigrip-pussiin imutyynyn kanssa.
- Pakkaa suljetut pussit mielellään noin +4 asteen kylmäpakkaukseen.
- Pakkaa kylmäpakkaukseen keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon, sekä muovipussiin suljetut, täytetyt näytelähetteen.
- Liimaa keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon tarrat UN3373, BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B.

Lähettäjä maksaa postimaksun. Huom! Itella Oyj kuljettaa laatikot maksikirjeenä, ilman pakettikorttia

Posti ja laboratorionäytteiden lähettäminen

<https://www.posti.fi/yrityksille/asiakastuki/ohjeet/laboratorionaytteet>

<https://assets.ctfassets.net/dvxpcmq06s7e/52FZEOZ1MwyWGcNkFhmq5c/5e071fa7cc7239b53b1eb63b-1867b1ae/posti-laboratorionaytteiden-lahettaminen.pdf>

Lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL)
Tutkimuskeskus Neulanen
Virologia
PL 95
70701 Kuopio

Yhteystiedot

Virologiset näytteet
Puh. 029 524 6116
Sähköposti poliolab@thl.fi

Tulokset

Tulokset vastataan turvasähköpostilla

Asiakaspalaute

Toimintaamme koskevat palautteet pyydämme lähettämään sähköpostitse poliolab@thl.fi