

Tabell. IGRA-tester

IGRA-testi	B-TbIFNg (Quantiferon-TB Gold Plus, EIA-metoden)	B-LyTbIFN (T-SPOT.TB, Elispot-metoden)
Kommunförbundets nummer	6173	6174
Användningsändamål	Konstaterande av tuberkulosinfektion hos en person som exponerats	Konstaterande av tuberkulosinfektion hos en person som exponerats
Lämplighet	Alla personer som exponerats (förutom patienter med lymfopeni)	Lämpar sig också för patienter med lymfopeni
Prov Kontrollera provtagningsdag och -tid hos laboratoriet	Blodprov (Li-heparinrör eller 4 specialprovrör)	Blodprov (Li-heparinrör)
Pris	cirka 50 €	cirka 200 €
Obs.	Vid massexponering är det bra att på förhand komma överens om provtagningen med det laboratorium som ska ta proven.	Vid massexponering är det bra att på förhand komma överens om provtagningen med det laboratorium som ska ta proven.